

COVID 19 VİRAL TRANSFER MEDIUM ŞARTNAMESİ

- Viral Transfer Medium için kullanılan tüp ağzı sızdırmaz vida kapaklı ve kırılmaya dayanıklı sentetik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Tüp içinde 2 ml medium bulunmalıdır ve oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
- Transfer Medium ,alınan numunedeki virüs ve diğer patojenleri 10 dakika içinde inhibe etmeli ve tüp içinde viral nükleik asid ekstraksiyonunu gerçekleştirmelidir ,ilave nükleik asid ekstraksiyon işlemine gerek duyulmamalıdır.
- Transfer Mediumdan alınan numune ile direk olarak real time PCR işlemi gerçekleştirilebilmelidir.


Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dış.Tes.No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 6530