

KPET SİSTEMİ OKSİJEN SENSÖR TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vazgeçilmez Teknik Özellikleri

1 ADET OKSİJEN SENSÖR TÜP

1. Oksijen sensör tüp, hastanemizde kurulu olan sistem/marka ile uyumlu olmalıdır. (Cortex Metalyzer 3B)
2. Cihazına takılmasını takiben 12/18 ay arası kullanım ömrü olmalıdır.
3. Oksijen sensör tüpü vakumlu-sızdırmaz ambalajında teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Canan TIKIZ
FTR ve Algoloji Uzmanı
Cilt Tıp. No: 54721
Algoloji Ust. Tıp. No: 90190
C.B.U. Tıp Fak. FTR ABD

EC5000 BİSİKLET ERGOMETRESİ OTOMATİK TANSİYON MANŞON TEKNİK ŞARTNAMESİ

EC5000 BİSİKLET ERGOMETRESİ OTOMATİK TANSİYON MANŞON : 2 Adet

1. Manşon, hastanemizde kullanılmakta olan ec5000 model Kardiyak Rehabilitasyon Bisikletiyle tam uyumlu olmalıdır.
2. Minimum sistolik ölçüm : 50 mmHg , Maksimum sistolik ölçüm: 250 mmHg , Minimum diyastolik ölçüm : 20 mmHg , Maksimum diyastolik ölçüm: 150 mmHg parametreleri doğrultusunda ölçüm almaya uygun olmalıdır.
3. Manşon, kol çapına göre ayarlanabilir olmalıdır.
4. 1 set : Microfon, hortum ve manşetten oluşmalıdır.

Prof. Dr. Canan TIKIZ
FTR ve Kardiyoloji Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
FTR No: 55721
FTR No: 90192
FTR No: 55721

KPET SİSTEMİ SIMPLE LINE/HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vazgeçilmez Teknik Özellikleri

1 ADET SIMPLE LINE/HORTUM

1. Hastanemizde kurulu olan sistem/marka ile uyumlu olmalıdır.(Cortex Metalyzer 3B)
2. Simple line, özel yapısı sayesinde ortamdaki havayı cihaza aktarabilmeli bu sayede cihaz nem, basınç, oda sıcaklığı vb. parametrelerin analizini yapabilmelidir.

Prof. Dr. Canan TIKIZ
FTR ve Ağrı Bilim Uzmanı
Diy. İhs. No: 55121
Ağrı Bilim Uzmanı No: 99192
CBBU Tıp Fak. FTR ABB