

TIBBİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI

2021 YILI

TIBBİ MALZEME İSTEK LİSTESİ

SIRA NO	TEST ADI	MİKTAR	BİRİM
1	<i>Plasmodium</i> spp. Real time PCR Test Kiti	150	Test
2	<i>Pneumocystis jirovecii</i> Real time PCR Test Kiti	150	Test
3	<i>Trichomonas vaginalis</i> Real time PCR Test Kiti	100	Test
4	<i>Toxoplasma gondii</i> Real time PCR Test Kiti	150	Test
5	<i>Leishmania</i> spp. Real time PCR Test Kiti	150	Test

~~Prof. Dr. Sinem AKCALI~~
~~Celal Bayar Üniversitesi~~
~~Tip Fakültesi~~
~~Tıbbi Mikrobiyoloji AD~~
~~Din. Tel. No: 6973 Uzmanlık Tel. No: 65394~~



Prof. Dr. Ahmet ÖZÜNGÜN
C.B.U. Tip Fak.
Parazitoloji A.D.

Plasmodium spp. Real time PCR Test Kiti

- 1) Plasmodium spp. tespit etmelidir ve Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria ve Plasmodium ovale türlerinin ayrımını yapabilmelidir.
- 2) Kit 150 testlik olmalıdır.
- 3) Ekstraksiyon sırasında kullanılacak internal kontrol içermelidir.
- 4) Kantitasyon için değeri belli olan en az bir adet kontrol olmalıdır.
- 5) Duyarlılık <100 copies olmalıdır.
- 6) Kitin içerisinde spesifik primer/prob olmalıdır.
- 7) Internal kontrole uygun primer/prob olmalıdır.
- 8) Endogenous control primer/prob mixi olmalıdır.
- 9) Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Sinem AKCALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Din Tes. No: 69173 Eczane Tes. No: 65384



Prof. Dr. Ahmet ÖZDEKÇİN
C.B.U. Tıp Fak.
Parazitoloji A.D.

***Pneumocystis jirovecii* Real time PCR Test Kiti**

- 1) *Pneumocystis jirovecii* parazitini tespit etmelidir.
- 2) Kit 150 testlik olmalıdır.
- 3) Ekstraksiyon sırasında kullanılacak internal kontrol içermelidir.
- 4) Kantitasyon için deęeri belli olan en az bir adet kontrol olmalıdır.
- 5) Duyarlılık <100 copies olmalıdır.
- 6) Kitin ierisinde spesifik primer/prob olmalıdır.
- 7) Internal kontrole uygun primer/prob olmalıdır.
- 8) Endogenous control primer/prob mixi olmalıdır.
- 9) Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Sinem AKALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dis.Tes.No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 65384



Prof. Dr. Ahmet ZBil GİH
C.B.Ü. Tıp Fak.
Parazitoloji A.D.

***Trichomonas vaginalis* Real time PCR Test Kiti**

- 1) *Trichomonas vaginalis*'i tespit etmelidir. Ayrıca tüp içerisinde *N. gonorrhoeae*, *C. trachomatis*, *M. genitalium* türlerini de tespit edebilmelidir.
- 2) Kit 100 testlik olmalıdır.
- 3) İdrar, ürogenital swab ve prostat sıvısından çalışabilmelidir.
- 4) Ekstraksiyon sırasında kullanılacak internal kontrol içermelidir.
- 5) Rotor Gene Q kiti ile uyumlu olmalıdır.
- 6) Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip. Tes. No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 65384



Prof. Dr. Ahmet ÖZBİLGE
C.B.Ü. Tıp Fak.
Parazitoloji AD

Toxoplasma gondii Real time PCR Test Kiti

- 1) Toxoplasma gondii parazitiini tespit etmelidir.
- 2) Kit 150 testlik olmalıdır.
- 3) Ekstraksiyon sırasında kullanılacak internal kontrol içermelidir.
- 4) Kantitasyon için değeri belli olan en az bir adet kontrol olmalıdır.
- 5) Duyarlılık <100 copies olmalıdır.
- 6) Kitin içerisinde spesifik primer/prob olmalıdır.
- 7) Internal kontrole uygun primer/prob olmalıdır.
- 8) Endogenous control primer/prob mixi olmalıdır.
- 9) Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.


Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fiziki Mikrobiyoloji AD
Dir. Tes. No: 69133 Uzmanlık Tes. No: 65394

Prof. Dr. Ahmet ÖZBİLGİN
C.B.U. Tıp Fak.
Parazitoloji A.D.

Leishmania spp. Real time PCR Test Kiti

- 1) Leishmania spp. tespit etmelidir ve Leishmania tropica, Leishmania major, Leishmania infantum ve Leishmania donovani türlerinin ayırımını yapabilmelidir.
- 2) Kit 150 testlik olmalıdır.
- 3) Ekstraksiyon sırasında kullanılacak internal kontrol içermelidir.
- 4) Kantitasyon için değeri belli olan en az bir adet kontrol olmalıdır.
- 5) Duyarlılık <100 copies olmalıdır.
- 6) Kitin içerisinde spesifik primer/prob olmalıdır.
- 7) Internal kontrole uygun primer/prob olmalıdır.
- 8) Endogenous control primer/prob mixi olmalıdır.
- 9) Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip. Tez. No: 69175 Uzmanlık Tez. No: 65394



Prof. Dr. Ahmet ÖZALP
C.B.U. Tıp Fak.
Öznelik AD