

EC5000 BİSİKLET ERGOMETRESİ OTOMATİK TANSİYON MANŞON TEKNİK ŞARTNAMESİ

EC5000 BİSİKLET ERGOMETRESİ OTOMATİK TANSİYON MANŞON : Adet

1. Manşon, hastanemizde kullanılmakta olan ec5000 model Kardiyak Rehabilitasyon Bisikletiyle tam uyumlu olmalıdır.
2. Minimum sistolik ölçüm : 50 mmHg , Maksimum sistolik ölçüm: 250 mmHg , Minimum diyastolik ölçüm : 20 mmHg , Maksimum diyastolik ölçüm: 150 mmHg parametreleri doğrultusunda ölçüm almaya uygun olmalıdır.
3. Manşon, kol çapına göre ayarlanabilir olmalıdır.
4. 1 set : Microfon, hortum ve manşetten oluşmalıdır.

Prof. Dr. Canan TIKIZ
FTR ve Algoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 53724
Algoloji Uz. Tes. No: 90192
C.B.U. Tıp Fak. FTR ABD