

TEK KULLANIMLIK KONSANTRİK EMG İĞNESİ ŞARTNAMESİ

1. İğneler tek kullanımlik ve konsantrik yapıda olmalıdır.
2. İğnelerin sterilizasyonu yapılmış olmalı ve ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
3. İğneler 25 adetlik kutularda olmalıdır.
4. İğnenin tutamaç rengi uzunluğuna göre değişmelidir.
5. Tutamaçlar kolay kavrama sağlaması amacıyla kavrama çizgilerine sahip olmalıdır.
6. İğne uçları kolay giriş sağlaması amacıyla konik biçimde sivriltilmiş olmalıdır.
7. İğneler artefak yapmamalıdır merkezi tel platin olmalıdır.
8. İğneler paslanmaz özellikte olmalıdır.
9. Kabloya giriş iğne kablo bağlantı yerinde hareketlerin neden olabileceği elektriksel temas kayıplarını engellemek için aktif katodun bağlantısı pin şeklinde olmalıdır.
10. 25 mm'lik (Gri) boy iğneden Adet,
11. 38 mm'lik boy (Yeşil) iğneden Adet,
12. 50 mm'lik boy (Sarı) iğneden Adet,
13. 75 mm'lik boy (Kırmızı) iğneden Adet,
14. Neurosoft marka EMG cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
15. Teklifle beraber numune verilmelidir.

Prof. Dr. Canan TIKIZ
FTR ve Angoloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 52721
Angoloji Uz. Tes. No: 90192
C.B.U. Tiz. Ek. FTR ABD