

ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Torba ve set enteral kullanıma uygun olmalıdır.
2. Torba ve pompa seti birleştirilmiş ve kullanıma hazır, steril şartlarda ambalajlanmış olmalıdır.
3. Enteral beslenme setinin 1000 ml'e kadar enteral beslenme ürünü ve 1000 ml ye kadar su verilebilecek ayrı bir torbası olmalıdır.
4. Beslenme seti firmanın sağlayacağı enteral beslenme pompasına uyumlu olmalıdır.
5. Volüm skalası torbanın üstünde yer almalı ve kolayca izlenebilir olmalı.
6. Düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir.
7. Herhangi bir işlem gerektirmemeli. Set, torbaya bağlı olmalıdır.
8. Set üzerinde akış hızını takip edecek haznesi olmalıdır.
9. Setin sonunda kullanılan tüm nazogastrik sondalara uyumlu bir bağlantı yeri olmalıdır.
10. Torbanın doldurmayı kolaylaştıran ağzı ve kapağı torbanın en üstüne lokalize edilmiş olmalıdır. (Top-Fill özelliği)
11. Beslenme torbası verecek olan firma ihtiyacı olan tüm kliniklerde kullanılacak 60 adet cihazı sağlamalıdır. Tıbbi Malzeme Birimi'ne teslim edilmelidir.
12. Teslim edilecek ürünlerin Lot numaraları fatura üzerinde belirtilmelidir.
13. UTS kaydı olmalıdır.
14. Firma 5 adet numune teslim etmelidir.
15. 2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.



ASPIRASYON TORBASI 2000 cc TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Patlama yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde et kalınlığı en az 0.25 mm. olan disposable, esnek, plastik torbalardır.
2. Torbaların hacmi 2000 ml hacimdedir.
3. Her torba içerisinde vakum sistemine sıvı ve mikroorganizma geçişini engelleyecek hidrofobik yapıda filtre bulunmalıdır.
4. Her torba ile birlikte en az 1.8 m. uzunluğunda ve bir ucunda vakum kontrollü alet bulunan hasta hortumu torba adedi kadar verilecektir
5. Receptal torbalar, receptal canisterlerle uyumlu olmalıdır ve hastane ihtiyacı doğrultusunda gerekli olan 170 adet sistem firma tarafından bedelsiz kurulmalıdır.
6. Torbalar sıvı ile dolduğunda kaza ile düşürüldüğünde parçalanmaz , akıtmaz ve sızdırmaz özellikte olacak ve bu riski en indirmek için her torba üzerinde hasta ve vakum bağlantısı olmak üzere en fazla 2 port bulunacaktır.
7. Her torba içerisinde dolan sıvının köpürmesini engelleyen ve böylece torbanın tüm hacminin kullanımını olanaklı kılan anti-foam köpük önleyici madde bulunmalıdır.
8. Kendisine uyumlu canistere yerleştğinde vakum uygulandığında canisterin şeklini almalıdır.
9. Numune getirilmesi zorunludur.
10. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru ,anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.
- 11.UTS kaydı olmalıdır.

Dr.
Emel KARACA
Emel KARACA

