

Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarı 2016 Yılı Test Kiti İstek Listesi

1.	İnsan Serumunda Visceral Leishmaniasis Antikoru Hızlı Tanı Testi	150	Test
----	--	-----	------



TEKNİK ŞARTNAMESİ

İnsan Serumunda Visceral Leishmaniasis Antikoru Hızlı Tanı Testi

1. İnsan serumunda *L. donovani* kompleksine karşı oluşmuş antikorları tespit etmelidir.
2. Visceral Leishmaniasis tanısı için kullanılmalıdır.
3. Birer tane test ve kontrol çizgisi olmalıdır.
4. Yalnızca in vitro tanıda kullanılmalıdır.
5. Bir kutuda 25 adet test stripi ve bir adet Buffer Solüsyonu olmalıdır.
6. Kalaazar Tespit Test strip membranı rekombinant rK39 ile önceden kaplı olmalıdır.
7. İnsan serumu damlatıldıktan sonra 10 dakika içinde sonuç vermelidir.
8. İmmüno kromatografik test olmalıdır.
9. Orijinal ambalajında ve uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir
10. Testin geçerlilik süresi son kullanım tarihinden en az bir yıl önce olmalıdır.

Prof. Dr. Söğüt Sürücüoğlu

