

UR 1079

SAKRAL SİNİR STİMÜLASYONU İÇİN UZATMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Uzatma, nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımının, SNS Lead'e taşınmasını sağlayan sistemdir.
- 2) Uzatma, silikon kauçuktan yapılmış olmalıdır.
- 3) Uzatma uzunluğu 10cm-80 cm aralığında olmalıdır.
- 4) Uzatma, paketlenme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olup tek kullanım için uygun olmalıdır. Paket açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır.
- 5) Uzatma ve aksesuarları için saklama koşulu 57° üzeri ve -34° altı olmamalıdır.
- 6) Uzatma, uluslararası kalite güvence onayı olmalıdır.