

## **Ekspirasyon Valf Hattı Teknik Şartnamesi**

- 1- Hamilton Medical marka ventilatör cihazında kullanılacak Ekspirasyon Valf Hattı bir adet ekspirasyon valf kapağı ve bir adet ekspirasyon valf membranından oluşmalıdır. Ekspirasyon valf kapağı ve membranının özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
  - a) Ekspirasyon valf membranı orijinal kutularda gelmeli ve Orijinal kutuda üretici firmanın ismi, part no'su ve üretim tarihi gözükmelidir.
  - b) Ekspirasyon Valf membranının üzerinde orijinal "untan", "down" ve "bas" yazıları olmalıdır.
  - c) Ekspirasyon Valf membranının metal ara yüzeyi olmalıdır
  - d) Ekspirasyon Valf membranı, Buhar otoklav ile steril edilebilmelidir.
  - e) Ekspirasyon Valf Membranı, Ekspirasyon valf kapağının üzerine kaçak olmayacak şekilde tam oturmalı ve ekspirasyon valf kalibrasyonu testini geçmelidir.
  - f) Cihazın, herhangi bir sebepten dolayı Ekspirasyon valf kalibrasyon işlemini yapamaması durumunda, ithalatçı firmanın Hamilton Medical firmasında eğitim görmüş teknik elemanlarınca, cihazlara müdahale edebilmelidir.
  - g) Ekspirasyon valf kapağı Hamilton Medical Marka ventilatör cihazına uygun olmalıdır. Her orijinal kutuda bir adet Ekspirasyon Valf Kapağı verilmelidir. Orijinal kutuda üretici firmanın ismi, part no'su ve üretim tarihi gözükmelidir.
  - h) Ekspirasyon Valf Kapağının dış yüzeyinde orijinal Exhaust (Tahliye) yazısı ve ok işaretleri olmalıdır.
  - i) Ekspirasyon Valf Kapağı iç oval yüzeyinde özel amaçlı altı adet dairesel ince girintiler bulunmalıdır.
  - j) Ekspirasyon Valf Kapağın cihaza tam oturması ve cihazın sağlıklı çalışması için, valfin cihaza oturduğu yüzeyde sekiz adet ince dairesel çıkıntılar olmalıdır.
  - k) Ekspirasyon Valf Kapağı buhar otoklav ile steril edilebilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet TOK  
Dip. Tes. No: 40985-12843  
C.B. Y.T.E.  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.