

INTRODUCER SET

1. Introducer Sistemi, nonvascular prosedürlerde, 0.038 inch Kılavuz Tel'in kolay, doğru ve non-traumatic bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.
2. Introducer Sistemi:
 - a) 1 adet AccuStick Introducer (co-axial 4F dilator, RO markerlı 6F sheat); kilitlenerek kuvvetlendirilen cannulası ile birlikte,
 - b) 1 adet 21 gauge diagnostic iğne, iç stylet'i ile birlikte,
 - c) 1 adet 0.018 inch, platinum floppy tip, extra Stiff Kılavuz Tel (Nitinol seçeneği bulunmalıdır),
 - d) 1 adet 0.038 inch, J tip, 145 cm, heavy duty Kılavuz Tel içermelidir.
3. Sistemin 21 gauge diagnostik iğnesi, doku travmasını azaltacak özellikte olmalıdır.
4. Sistemin 0.018 platinum tipli extra Stiff Kılavuz Tel'i, ilerlemeyi kolaylaştırmalı ve görünebilirliği sağlamalıdır istenildiğinde takdirde Nitinol seçeneği sunulmalıdır.
5. Sistemin co-axial dilator/sheat seti ve kilitlenen cannulası, stabil over-the-wire (telin üzerinden) şekilde yerleştirmeyi sağlamalıdır.
6. Sistemin 0.038 j tip heavy duty Kılavuz Tel'i, çalışma Kılavuz Tel'i olarak mükemmel performans göstermelidir.
7. Sistemin sheat'ının uç kısmında yer alan RO marker, doğru yerleştirme için görünebilirliği sağlamalıdır.
8. Sistemin büyük sheat'ının ucunun iç çapı, 0.018 inch Kılavuz Tel yerinde "güvenlik" için kalırken, 0.038 inch çalışma Kılavuz Tel'inin yerleştirilmesine izin vermelidir.
9. Sistemin dilatörü üzerindeki referans işareti, sheat ve dilatörün tam olarak aynı hizaya getirilmesini, böylelikle doğru Kılavuz Tel yerleştirilmesini sağlamalıdır.
10. Introducer Sistemi, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
11. Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
13. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

DR. ÖGR. ÜYESİ FATİH DÜZGÜN
C. B. Ü. Radyoloji A. D.
Dip. No: 10884
Uzm. Tescil No: 119534