

Semikompliant Balon(KR1123)

- 1-Balonun lezyon giris profili 1.25 mm ve 1.5mm lik balon icin 0.016 inch'i, gecis profili ise 0.021 inch'i gecmemelidir.
- 2-Balon kapali iken yapraklar kendi uzerine katlanmis olmalı ve sisirilip indirildikten sonra bu özelligini yeniden kazanmalıdır.
- 3-Balonun proksimal saft kalinligi en fazla 2. Fr, distal saft kalinligi 1.25-1.5mm balonlar için en fazla 2.4 Fr, 2.0-3.5mm çap aralığında olan balonlar için en fazla 2.5 Fr olmalıdır.
- 4-Balon caplari 1.20 ya da 1.25mm çaptan den baslamalidir.
- 5-1.25-1.50 mm çap için tek marker olmalı, 2.0-4.0mm balonlar için distal ve proksimal olmak uzere iki adet markeri olmalıdır.
- 6-Kateter kayganligi arttirici sekilde ozel hidrofilik bir madde ile kaplanmis olmalıdır.
- 7- Balonun en distal ucu (lezyon içine girecek olan) hidrofobik yapıda olmalıdır.
- 8-Teklif veren firma teklif ettiđi ürünün UTS kaydını belgelendirmelidir.

Prof. Dr. Ali Rıza BİÇİ
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576 - 37235

NONKOMPLİANT BALON (KR1095)

- 1- Balonun giriş profili 2mm'lik balon için 0.018 inch'i , geçiş profili 0.024inçi gecmemelidir. Sonraki her 0.25mm'lik balon cap artışı için bu geçiş profili 0.001 inch'ten daha fazla artmamalıdır.
- 2-Nominal sisme basıncı 10atm, balonun patlama basıncı ise 18atmosferi gecmemelidir.
- 3-Balon çapları 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, 4.5mm ve 5.00mm çaplar arasında mevcut olmalıdır. Uzunlukları 6,9,10,12,15, +-2mm olmalıdır.
- 4-Yukarıda belirtilen ölçülerdeki balonlar teknik komisyonun belirleyeceği sayılarda ihaleyi kazanmasını müteakip yasal sürede teslim edecek, daha sonra balonların kullanma durumuna göre haftalık olarak eksikleri tamamlayacak sayıdaki balon teslim alınacaktır. Bu durum son balonun kullanıldığı güne kadar devam edecek, son balon kullanıldığında eksik boyutları tamamlamak üzere firmaca fazladan verilmiş balonlar iade edilecektir.
- 5- Balon hidrofilik malzeme ile kaplanmış olmalı
- 6- Proksimal shaft 2.0 French, distal çap (2.0 ve 3.75 arası çaplar için) 2.6 French olmalıdır. 4.0 ve 5.00 arasındaki balonlar için 2.7 Frech'i geçmemelidir.
- 7- Balon 2.0-4.0mm çapları arasında 3 fold yapıda katlanmış olmalı, 4.0 ve 5.00mm arasındaki ölçülerde 5 fold yapısında olmalıdır.
- 8.Teklif veren firma teklif ettiği ürünün UTS kaydını belgelendirmelidir.

38676 - 37235
UZMANI
BİLGİ

Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.038 inç Uzun 260 cm(KR1066)

Teflon kaplı flex uç 6cm, **j curve** 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapıllı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. M. Rıza BİLGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38676 - 37235