

VİTRİFİKASYON ÇÖZME THAW TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulan Oosit, Embryo ve Blastosistlerin çözündürülmesi amacı ile kullanılmaktadır.
2. Ürün Çözme Solusyonu ,seyrelme solusyonu ve Yıkama solusyonlarından oluşmaktadır.
3. Ürün hepes buffer içermelidir.
4. Antibiyotik olarak gentamycin içermelidir.
5. Protein kaynağı olarak Dextran Serum Suplement içermelidir.
6. Ürünün endotoxin LAL testi yapılmış olmalıdır.
7. Sterilite seviyesi (SAL) 10-3 olmalıdır.
8. Ürün 2-8 derece arasında saklanmalıdır.
9. Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıl olmalıdır.



Prof. Dr. N. Kemal KUŞÇU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Diploma Tescil No: 58445

VİTRİFİKASYON KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oosit, Embryo ve Blastosistlerin Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulması amacı ile kullanılmalıdır.
2. Ürün Equilibration Solution - ES (white cap) 1 x 1 mL Vials içermelidir.
3. Vitriification Solution - VS (blue cap) 2 x 1 mL Vials içermelidir.
4. Antibiyotik olarak gentamycin içermelidir.
5. Equilibration solusyonu protein kaynağı olarak Dextran Serum Suplement içermelidir.
6. Vitrifikasyon solusyonu protein kaynağı olarak Dextran Serum Suplement içermelidir.
7. Ürünün endotoxin LAL testi yapılmış olmalıdır.
8. Sterilite seviyesi (SAL) 10-3 olmalıdır.
9. Ürün 2-8 derece arasında saklanmalıdır.
10. Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıl olmalıdır.


Prof. Dr. N. Kemal KUŞÇU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Diploma Tescil No: 59445