

ANTİBİYOTİKLİ ARTİFİSYEL SFİNKTER PROTEZ CONTROL PUMP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır.
- 2- Ürün kontrol pompasına bir kere basarak kafta bulunan tüm sıvıyı rezervuara naklederek idrar etmeyi sağlayacak, 2,3 dakika içinde rezervuara nakledilen sıvının tamamını otomatik olarak tekrar kafa iletip idrar tutmayı sağlayacak özellikte olacaktır.
- 3- Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
- 4- Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.
- 5- Ürün İnhibizone (antibiyotik) kaplı olmalıdır.
- 6- Kontrol pompası üzerindeki deaktivasyon düğmesi bulunmalıdır.