

CERRAHİ ASPIRATÖR KAVANOZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kavanoz 134 °C steril edilebilen, 5 lt. kapasiteli ve plastik olmalıdır.
2. Kavanoz Üzümcü marka Novela model cerrahi aspiratör cihazı ile sorunsuz olarak kullanılabilmelidir.
3. Kavanoz cihaz gövdesi üzerine rahatça takılıp çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
4. Kavanoz klinik alanı dışına kadar açılmadan taşınabilmelidir.
5. Kavanoz kapaklarında, taşmayı ve toplanan atıkların pompaya kaçmasını önleyen hidrofobik filtre sistemi bulunmalıdır.
6. Kavanozların üzerinde içerisinde ki sıvı miktarının ölçülebilmesi için derecelendirilmiş olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ
CBÜTF Anest. ve Rean. AD
Diy. No: 1574 - Tescil No: 100366